

WEIGHTLAB INSTRUMENTS

ÇALKALAMALI İNKÜBATÖR

WF-LTC70R



- Geniş ekran LCD, sıcaklık, hız, çalışma süresini gösterir. Kullanımı kolay menü işletim arayüzü.
- Mikrobilgisayar kontrol sıcaklığı ve zamanlama fonksiyonları ile salınım frekansı, Dahili kapanma koruması, güç açıldıktan sonra otomatik olarak çalışmaya devam edebilir.
- Eşsiz hava kanalı esinti sirkülasyonu, Büyük gözlem penceresi.
- Hız kontrolü: Akıllı Fırçasız DC motor, Yüksek hız doğruluğu, Yavaş başlangıç tasarımı, Hız kontrolden çıkarsa otomatik kilitleme. Sallama şişesi sıvısının sıçramasını önlemek için ayarlanabilir başlangıç hızı.
- Açık kapı iken UV lambasını kesme fonksiyonu .

Çalkalama Modu	Siklotron Titreşim	
Fonksiyon	Genlik	Φ 20 mm
	Sıcaklık Kararlılığı	0.1 °C
	Sıcaklık Hassasiyeti	±0.1 °C
	Sıcaklık Doğruluğu	±1 °C
	Sıcaklık Aralığı	4-65 °C
	Döner Hız	30 - 300rpm
	Döner Hız Hassasiyeti	±1 rpm
Yapı	Bölme Malzemesi	Paslanmaz çelik
	Dış Gövde	ABS
	Gözlem Penceresi Malzemesi	İthal reçine
	Isı Yalıtım Malzemesi	Poliüretan
	Soğutma Sistemi	Var
	Soğutucu	R134a
	Isıtıcı	Paslanmaz çelik ısıtma tüpü
	Titreşimli Plaka	Yaylı tel raf
Kontroller	Güç	0.8 kW
	Sıcaklık Kontrolü	LCD PID akıllı kontrol
	Ayar Modu	Otomatik dönüş yönü değişiklikleri
	Sıcaklık Ekran Modu	Dokunmatik buton ayarı
	Hız Görüntüleme Modu	LCD Görüntüleme
	Zamanlayıcı	0-9999 dak.
Güvenlik Aygıtı	Sıcaklık Sensörü	Pt100
	Aşırı sıcaklık alarmı, menü kilidi, geçit sistemi, kapanma koruması, dönüş koruma tıpası	
Ölçüler & Detaylar	İç Hazne Boyutu (G*U*Y)(mm)	560 x 390 x 320
	Dış Ölçüler (G*U*Y)(mm)	600 x 770 x 500
	Paket Ölçüleri (G*U*Y)(mm)	923 x 730 x 683
	Raf Boyutu	480 x 315
	Tek Spesifikasyon İçin Maks. Raf Kapasitesi (ml/pc)	100ml x 24 / 250ml x 12 / 500ml x 6 / 1000ml x 6
	Standart Olarak Şişe Kıskaçı Sayısı (ml/pc)	250 x 12
	İç Hacim	70L
	Raf Taşıyıcı	≤15kg/katman
	Raf Katmanı	1
	Güç Kaynağı (50/60Hz)	AC220V/3.5A
	Net Ağırlık / Paket Ağırlığı (kg)	65/85