

WEIGHTLAB INSTRUMENTS

SU BANYOLARI



1. Paslanmaz çelik ve kaynaksız iç hazne ve ABS plastik şeffaf kapak
2. PID programlı akıllı sıcaklık kontrolü
3. Otomatik durma, aşırı sıcaklık alarmı, elektrik kesintisi belleği, hata düzeltme ve menü kilidi özellikleri
4. Soğuk haddeleme çelik malzemeden mamul
5. 0-9999 dk arasında ayarlanabilen zamanlayıcı
6. Dijital ekran ve dokunmatik tuşlar ile sıcaklık ayarı
7. Su seviye kontrolü. Suyun uçması durumunda otomatik olarak durma özelliği
8. Selenoid valf ile su tahliyesi
9. Ayarlanan sıcaklıkta sabit ve kararlı kalır, yüksek hassasiyetli sıcaklık kontrolü sağlar.
10. İki gözlü su banyosu (WF-SB11N) veya altı gözlü dijital su banyosu (WF-SB30N) olarak kullanılabilir.

Özellikler	WF-SB11N	WF-SB30N
Cihaz Tipi	Dijital	Dijital
Kapasite	11 lt	30 lt
Isıtma Aralığı	RT+5~100°C	RT+5~100°C
Sıcaklık Hassasiyet Oranı	0.1 °C	0.1 °C
Sıcaklık Devinimi	± 1°C	± 1°C
Zamanlayıcı Süresi	0-9999 dakika	0-9999 dakika
Ağırlık	4.0 kg	7.5 kg
İç Boyutlar	295x235x150 mm	500x296x200 mm
Dış Boyutlar	360x297x345 mm	565x358x395 mm
Güç	600 W	1500 W